

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Wdr5 Para Wb E Elisa - P61964

Número do item: CM0016985



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado à WDR5 humana (proteína 5 contendo repetição WD), adequado para Western blotting e ELISA. Ideal para pesquisa de regulação da cromatina e epigenética.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	WDR5 Rabbit pAb
Observações/Alias	BIG3; SWD3; BIG-3; CFAP89; WDR5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	11091
GeneID	11091
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-334 da WDR5 humana (NP_438172.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P61964
Peso da Proteína	37kDa
Envio	Saco de gelo