


Anti-Wdr61 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Gzs3

Número do item: CM0018129



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra WDR61 humano (SKIC8/REC14) para WB, IHC-P, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo, rato. Tem como alvo a subunidade de 34 kDa do complexo PAF1/SKI envolvida na regulação transcricional e degradação de RNA. Adequado para pesquisas de epigenética e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	WDR61 pAb de Coelho
Observações/Apelido	SKI8; REC14; WDR61
Espécie	Humano
ID do Gene	80349
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-305 do WDR61 humano (NP_079510.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9GZS3
Peso da Proteína	34kDa
Envio	Saco de gelo