


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Wdr77 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bqa1

Número do item: CM0025958



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra WDR77 humano, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, rato, rato. Adequado para pesquisa do complexo metilossomo e metilação de arginina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	WDR77 Rabbit pAb
Observações/Apelido	p44; MEP50; MEP-50; HKMT1069; Nbla10071; p44/Mep50; WDR77
Espécie	Humano
GeneID (humano)	79084
GeneID	79084
Imunôgeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 153-243 do WDR77 humano (NP_077007.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q9BQA1
Peso Proteico	37kDa
Envio	Saco de gelo