

Anticorpo Policlonal Anti-Wdr81 Para Wb, Elisa - Q562E7

Número do item: CM0013634

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à WDR81, um regulador negativo da atividade da PI3K em membranas endossômicas. Validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. Suporta pesquisas sobre tráfego endossômico e autofagia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	WDR81 Coelho pAb
Observações/Apelido	HYC3; CHMRQ; CAMRQ2; SORF-2; PPP1R166; WDR81
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	124997
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 340-620 da WDR81 humana (NP_001157281.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q562E7
Peso Proteico	212kDa
Remessa	Saco de Gelo