

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Wfdc1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Hc57

Número do item: CM0021306

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o WFDC1/PS20, um inibidor de crescimento secretado. Adequado para WB, IF/ICC, ELISA em amostras humanas e de camundongo. Ideal para pesquisas sobre câncer e estudos de inibidores de protease.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	WFDC1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	PS20; WFDC1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	58189
GeneID	58189
Imunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 111-220 do WFDC1 humano (NP_067020.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9HC57
Peso da Proteína	24kDa
Envio	Saco com gelo