

Anticorpo Monoclonal Anti-Wfs1 Para Wb, If-P, Elisa - O76024

Número do item: CM0006356

introdução

Este anticorpo monoclonal de coelho detecta WFS1 humano (Wolframina) e reage de forma cruzada com rato. É adequado para WB, IF-P e ELISA. Útil para estudos sobre estresse do RE, sinalização de cálcio e síndrome de Wolfram.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-WFS1
Observações/Apelido	WFS; WFRS; WFSL; CTRCT41; WFS1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7466
ID do Gene	7466
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 70-170 da proteína WFS1 humana (NP_001139325.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	O76024
Peso Proteico	100 kDa
Envio	Saco de Gelo