

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Whrn Para Wb, Elisa - Q9P202

Número do item: CM0015537



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao WHRN humano (whirlin), aplicável para WB e ELISA. Reconhece a proteína whirlin humana e de rato. Adequado para estudos de audição, visão e síndrome de Usher.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho para WHRN
Observações/Apelido	WI; CIP98; USH2D; DFNB31; PDZD7B; WHRN
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	25861
ID do Gene	25861
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 708-907 do WHRN humano (NP_056219.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q9P202
Peso Proteico	97kDa
Envio	Saco de Gelo