


Anticorpo Policlonal Anti-Wif1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y5W5

Número do item: CM0013468



introdução

O pAb de Coelho WIF1 (Fator inibidor de Wnt 1) é um anticorpo policlonal de coelho validado para Western blot, IHC-P e ELISA. Reage com WIF1 humano, de camundongo e de rato, um inibidor secretado da sinalização Wnt envolvido na segmentação do mesoderma.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho WIF1
Observações / Apelido	WIF-1; WIF1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	11197
ID do Gene	11197
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 29-220 do WIF1 humano (NP_009122.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y5W5
Peso da Proteína	42kDa
Envio	Saco de gelo