


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Wif1 Para Wb, Elisa - Q9Y5W5

Número do item: CM0010333



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado contra WIF1 humano, validado para WB e ELISA. Reconhece WIF1 humano, de camundongo e de rato. Ideal para estudos de inibição da sinalização Wnt. Imunógeno: peptídeo sintético situado entre os aminoácidos 280-379 de WIF1 humano (UniProt Q9Y5W5).

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-WIF1
Observações/Apelido	WIF-1; WIF1
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	11197
GeneID	11197
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência situada entre os aminoácidos 280-379 de WIF1 humano (Q9Y5W5).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	Q9Y5W5
Peso da proteína	42 kDa
Envio	Bolsa de gelo