


Anti-Wif1 Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Wb, If-P, Elisa - Q9Y5W5

Número do item: CM0007194



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra WIF1 humano, validado para WB, IF-P e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Tem como alvo o fator inibitório de Wnt 1, um antagonista secretado da sinalização WNT. Ideal para pesquisas sobre desenvolvimento e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	WIF1 mAb de Coelho
Observações/Apelido	WIF-1; WIF1
Espécie	Humano
ID do Gene	11197
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 29-379 do WIF1 humano (NP_009122.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9Y5W5
Peso da Proteína	42kDa
Envio	Saco com gelo