


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Wif1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y5W5

Número do item: CM0028753



introdução

Anticorpo policlonal de coelho confiável contra WIF1 humano (fator inibitório de Wnt 1) para WB, IF/ICC, ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato; ideal para estudos de sinalização Wnt.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	WIF1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	WIF-1; WIF1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	11197
GeneID	11197
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 307-377 do WIF1 humano (NP_009122.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y5W5
Peso da Proteína	42kDa
Envio	Saco com gelo