

Anticorpo Policlonal Anti-Wipf1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - 043516

Número do item: CM0023256



introdução

pAb de Coelho WIPF1 validado para WB, IHC-P, ELISA. Reconhece WIPF1 humano, de camundongo e de rato. Imunogênio recombinante de aa 400-500. Ideal para pesquisa de citoesqueleto de actina e imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho WIPF1
Observações/Apelido	WIP; WAS2; PRPL-2; WASPIP; WIPF1
Espécie	Humano
GeneID	7456 (humano)
Imunogênio	Peptídeo Sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O43516
Peso da Proteína	51kDa
Envio	Saco com gelo