

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Wipi1 Para Wb, Elisa - Q5Mnz9

Número do item: CM0008274

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta especificidade contra WIP1 humano, validado para Western blot e ELISA. Detecta uma banda de 49 kDa e apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisas em autofagia e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	WIP1 mAb de coelho
Observações/Apelido	ATG18; ATG18A; WIP49; WIP1
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	55062
ID do gene	55062
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q5MNZ9
Peso da proteína	49 kDa
Envio	Bolsa de gelo