

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Wipi1 Para Wb, Elisa - Q5Mnz9

Número do item: CM0028704

introdução

O Anticorpo Policlonal de Coelho WIP1 (Q5MNZ9) é validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa em autofagia e fornecimento de matéria-prima para IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho WIP1
Observações/Apelido	ATG18; ATG18A; WIP149; WIP1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	55062
ID do Gene	55062
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 187-446 do WIP1 humano (NP_060453.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q5MNZ9
Peso Proteico	49kDa
Transporte	Saco de gelo