

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Wipi2 Para Wb E Elisa - Q9Y4P8

Número do item: CM0027456



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra WIP12 humano, validado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos sobre a maquinaria de autofagia e pesquisa de doenças.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	WIP12 pAb de Coelho
Observações/Apelido	Atg21; ATG18B; CGI-50; IDDSSA; WIP1-2; WIP12
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	26100
ID do Gene	26100
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 187-436 do WIP12 humano (NP_057087.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y4P8
Peso Proteico	49kDa
Envio	Em saco de gelo