

Anticorpo Policlonal Anti-Wisp2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - 076076

Número do item: CM0026231

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-WISP2 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Tem como alvo o WISP2 humano (CCN5), uma proteína secretada envolvida na remodelação óssea e adesão celular. Reage cruzadamente com camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho WISP2
Observações/Apelido	CT58; WISP2; CTGF-L
Espécie	Humano
GeneID	8839
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 164-250 do WISP2 humano (NP_003872.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	076076
Peso Proteico	27kDa

Envio