

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Wisp2 Para Wb, If/Icc, Elisa - 076076

Número do item: CM0013450

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-WISP2, validado para WB, IF/ICC, ELISA, reage com humano, camundongo e rato; tem como alvo a proteína CCN5 (27 kDa), envolvida na remodelação óssea e na adesão celular. Ideal para estudos de sinalização de osteoblastos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	WISP2 pAb de coelho
Observações/Alias	CT58; WISP2; CTGF-L
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	8839
ID do Gene	8839
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 151-250 da WISP2 humana (NP_003872.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	076076
Peso da Proteína	27 kDa
Envio	Bolsa de gelo