

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Wls Para Wb, Elisa - Q5T9L3

Número do item: CM0020167



introdução

Anticorpo policlonico de coelho contra WLS humano (GPR177/EVI), validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisas em sinalização Wnt, tráfego proteico e desenvolvimento. Garantido pela qualidade de fornecimento da CamelBio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	WLS Rabbit pAb
Observações/Alias	EVI, MRP, ZKS, GPR177, mig-14, C1orf139, WLS
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	79971
GeneID	79971
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 43-232 da WLS humana (NP_001002292.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q5T9L3
Peso da Proteína	62kDa
Envio	Bolsa de gelo