

Anticorpo Monoclonal Anti-Wnk1 Para Wb - Q9H4A3

Número do item: CM0004291

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à WNK1 humana (Q9H4A3). Validado para Western blot e ELISA; apresenta reatividade cruzada com camundongo. Ideal para pesquisar a sinalização da quinase WNK1 na regulação da pressão arterial e no transporte de íons.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Anti-WNK1
Observações/Alias	KDP; PSK; p65; HSN2; HSN2; PRKWNK1; PPP1R167; WNK1
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	65125
Imunógeno	Peptídeo Sintético - Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da WNK1 humana (Q9H4A3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q9H4A3
Peso da Proteína	251kDa
Envio	Bolsa de gelo