


Anticorpo Policlonais Anti-Wnk1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9H4A3

Número do item: CM0024580



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra WNK1 humana, validado para Western blot, IF/ICC e ELISA. WNK1 é uma quinase chave na cascata WNK-SPAK/OSR1 que regula a pressão arterial, a homeostase iônica e o volume celular, sendo essencial para pesquisas renais e cardiovasculares.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	WNK1 Rabbit pAb
Observações/Alias	KDP, PSK, p65, HSN2, HSAN2, PRKWINK1, PPP1R167, WNK1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	65125
GeneID	65125
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-210 da WNK1 humana (NP_055638.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9H4A3
Peso da Proteína	251kDa
Transporte	Bolsa de gelo