


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Wnk1 Para Wb E Elisa - Q9H4A3

Número do item: CM0017583



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra WNK1 humano (KDP, p65, HSN2), validado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Adequado para estudos sobre homeostase iônica, regulação da pressão arterial e resposta ao volume celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Descrição
Nome do produto	WNK1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	KDP; PSK; p65; HSN2; HSN2; PRKWINK1; PPP1R167; WNK1
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	65125
ID do gene	65125
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-210 de WNK1 humano (NP_055638.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Camundongo, rato
SWISS	Q9H4A3
Peso da proteína	251 kDa
Envio	Bolsa de gelo