

## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Wnk3 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Byp7

Número do item: CM0016512



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra WNK3 validado para WB, IF/ICC e ELISA. Detecta WNK3 humano, de camundongo e de rato. Ideal para o estudo da homeostase eletrolítica e da regulação do volume celular. Do portfólio de matérias-primas para IVD da CamelBio.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do produto     | WNK3 Rabbit pAb                                                                                                           |
| Observações/Alias   | PRKWNK3; WNK3                                                                                                             |
| Espécie             | Humano                                                                                                                    |
| GeneID (Humano)     | 65267                                                                                                                     |
| GeneID              | 65267                                                                                                                     |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 500-600 do WNK3 humano (NP_065973.2) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                    |
| Categoria           | Anticorpos policlonais                                                                                                    |
| Aplicação           | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                         |
| Reatividade cruzada | Humano, camundongo, rato                                                                                                  |
| SWISS               | Q9BYP7                                                                                                                    |
| Peso da proteína    | 198 kDa                                                                                                                   |
| Transporte          | Bolsa de gelo                                                                                                             |