

Anticorpo Policloonal De Coelho Anti-Wnt1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P04628

Número do item: CM0023178

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra WNT1 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa em sinalização Wnt, neurodesenvolvimento e biologia óssea.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	WNT1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	INT1; OI15; BMND16; WNT1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7471
ID do Gene	7471
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 231-370 da WNT1 humana (NP_005421.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P04628
Peso da Proteína	41kDa
Envio	Bolsa de gelo