

Anticorpo Policlinal Anti-Wnt10A Para Wb E Elisa - Q9Gzt5

Número do item: CM0015837

introdução

Anticorpo policlinal de coelho contra WNT10A humana, adequado para WB e ELISA. Validado para humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa em sinalização Wnt, displasia ectodérmica e desenvolvimento dentário.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	WNT10A Rabbit pAb
Observações/Alias	OODD; SSPS; ECTD16; STHAG4; WNT10A
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	80326
GeneID	80326
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9GZT5
Peso da Proteína	46kDa
Envio	Bolsa de gelo