

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Wnt16 Para Wb, Elisa - Q9Ubv4

Número do item: CM0002754

introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho direcionado à Wnt16 humana (WNT16). Validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para estudos de sinalização do desenvolvimento e da via Wnt.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Anti-Wnt16
Observações/Alias	WNT16
Espécie	Humana
GeneID (humano)	51384
GeneID	51384
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da Wnt16 humana (Q9UBV4)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UBV4
Peso da Proteína	41kDa
Envio	Bolsa de gelo