

## Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Wnt2 (Wb, Elisa) - P09544

Número do item: CM0006647

### introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho contra WNT2 humano, validado para Western blot e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisa de sinalização Wnt e biologia do desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro                  | Valor                                                                                                                                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto            | WNT2 Coelho mAb                                                                                                                      |
| Observações/Apelido        | IRP; INT1L1; WNT2                                                                                                                    |
| Espécie                    | Humano                                                                                                                               |
| ID do Gene (Humano)        | 7472                                                                                                                                 |
| ID do Gene                 | 7472                                                                                                                                 |
| Imunógeno                  | Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 231-330 do WNT2 humano (NP_003382.1). |
| Fonte                      | Coelho                                                                                                                               |
| Categoria                  | Anticorpos Monoclonais                                                                                                               |
| Aplicação                  | WB, ELISA                                                                                                                            |
| Reatividade Cruzada        | Camundongo, Rato                                                                                                                     |
| SWISS                      | P09544                                                                                                                               |
| Peso Molecular da Proteína | 40kDa                                                                                                                                |
| Envio                      | Saco de gelo                                                                                                                         |