

Anticorpo Policlonar De Coelho Anti-Wnt2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P09544

Número do item: CM0028769

introdução

Anticorpo policlonar de coelho direcionado a WNT2 humana, adequado para WB, IHC-P e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa em sinalização Wnt, desenvolvimento embrionário e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	WNT2 Rabbit pAb
Observações/Alias	IRP; INT1L1; WNT2
Espécie	Humana
Gene ID	7472
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-360 da WNT2 humana (NP_003382.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo, Rato
SWISS	P09544
Peso da Proteína	40kDa
Envio	Bolsa de gelo