

Anticorpo Monoclonal Anti-Wnt2B Para Wb, Elisa - Q93097

Número do item: CM0003376

introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho contra WNT2B (WNT13), validado para WB e ELISA. Detecta WNT2B humano, de rato e de camundongo. Ideal para pesquisa de sinalização Wnt e desenvolvimento pulmonar.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	WNT2B Rabbit mAb
Observações/Apelido	WNT13; WNT2B
Espécie	Humano
GeneID (humano)	7482
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 200-300 da WNT2B humana (Q93097)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q93097
Peso Proteico	44kDa
Envio	Saco de Gelo