

Anticorpo Monoclonal Anti-Wnt3A Para Wb, Ip, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P56704

Número do item: CM0009692



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra a proteína WNT3A humana, validado para WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de sinalização Wnt e biologia do desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	WNT3a mAb de Coelho
Observações/Apelido	WNT3A
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	89780
GeneID	89780
Imunógeno	Peptídeo sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P56704
Peso da Proteína	39kDa
Envio	Saco de gelo