

Anticorpo Policlonais Anti-Wnt3A Para Ihc-P, Elisa - P56704

Número do item: CM0017324



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a WNT3A humano, validado para IHC-P e ELISA. Reage de forma cruzada com rato. Ideal para pesquisa de sinalização Wnt e biologia do desenvolvimento. UniProt P56704.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	WNT3A pAb de coelho
Observações/Alias	WNT3A
Espécie	Humano
GeneID (humano)	89780
GeneID	89780
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-352 da WNT3A humana (NP_149122.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P56704
Peso da Proteína	39kDa
Envio	Bolsa de gelo