

Anticorpo Policlonal Anti-Wnt4 Para Wb, Elisa - P56705

Número do item: CM0027524

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra WNT4 humano, validado para WB e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para estudar o desenvolvimento urogenital e pulmonar.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	WNT4 pAb de Coelho
Observações/Apelido	WNT-4; SERKAL; WNT4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	54361
GeneID	54361
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P56705
Peso da Proteína	39kDa
Envio	Saco com gelo