

Anticorpo Monoclonal Anti-Wnt5A Para Wb, Ihc-P, Elisa - P41221

Número do item: CM0002578

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho recombinante contra WNT5A humano. Validado para WB, IHC-P, ELISA. Específico para WNT5A humano, peso molecular 42kDa. Adequado para pesquisa de sinalização Wnt e biologia do desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	WNT5A Rabbit mAb
Observações/Apelido	hWNT5A, WNT5A
Espécie	Humano
GeneID	7474
Imunogénio	Peptídeo sintético (aa 281-380 do WNT5A humano, P41221)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpo Monoclonal
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P41221
Peso da Proteína	42kDa
Envio	Saco de gelo