

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Wnt5A Para Wb - P41221

Número do item: CM0017412

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o WNT5A humano (aa 116-215), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reconhece WNT5A humano, de camundongo e de rato, um ligando chave de sinalização Wnt envolvido no desenvolvimento e no câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	WNT5A pAb de Coelho
Observações/Apelido	hWNT5A; WNT5A
Espécie	Humano
GeneID (humano)	7474
GeneID	7474
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 116-215 do WNT5A humano (NP_003383.4).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P41221
Peso da Proteína	42kDa
Envio	Saco com gelo