

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Wnt5B Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H1J7

Número do item: CM0028869

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o WNT5B humano (SWISS: Q9H1J7). Validado para WB, IHC-P, ELISA em humano, camundongo, rato. Ideal para estudos de sinalização Wnt e de desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	WNT5B pAb de Coelho
Observações/Apelido	WNT5B
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	81029
GeneID	81029
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 do WNT5B humano (NP_110402.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9H1J7
Peso da Proteína	40kDa
Envio	Saco de gelo