


Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Wnt7A Para Wb E Elisa - 000755

Número do item: CM0025796



introdução

Anticorpo policlonado de coelho contra WNT7A humana, validado para WB e ELISA com reatividade cruzada a camundongo. Direciona a Wnt-7a, um ligante secretado na sinalização canônica Wnt/beta-catenina, crucial para o desenvolvimento embrionário e a angiogênese do SNC.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	WNT7A Rabbit pAb
Observações/Apelido	Wnt-7a; WNT7A
Espécie	Humana
GeneID (humano)	7476
GeneID	7476
Imunógeno	Peptídeo sintético Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 101-200 da WNT7A humana (NP_004616.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo
SWISS	O00755
Peso Proteico	39kDa
Transporte	Bolsa de gelo