


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Wrap53 Para Wb, Elisa - Q9Bur4

Número do item: CM0020653



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra WRAP53 (TCAB1) humano, para WB e ELISA, com reação cruzada com camundongo. Ideal para pesquisas sobre biologia dos telômeros, corpos de Cajal e reparo do DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	WRAP53 Rabbit pAb
Observações/alias	DKCB3; TCAB1; WDR79; WRAP53
Espécie	Humano
GeneID (humano)	55135
GeneID	55135
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 62-160 de WRAP53 humano (NP_060551.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Camundongo
SWISS	Q9BUR4
Peso da proteína	59 kDa
Transporte	Bolsa de gelo