

Anticorpo Policlonal Anti-Wrn De Coelho Para Wb, Elisa - Q14191

Número do item: CM0025599



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra WRN humano, validado para WB e ELISA. Direciona-se à região C-terminal (aa 1223-1432) da helicase/exonuclease da síndrome de Werner, ideal para pesquisa em reparo de DNA e estabilidade do genoma.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	WRN Rabbit pAb
Observações/Apêndice	RECQ3; RECQL2; RECQL3; WRN
Espécie	Humano
GeneID (humano)	7486
GeneID	7486
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1223-1432 de WRN humano (NP_000544.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q14191
Peso Proteico	162kDa
Envio	Saco de gelo