

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Wsb1 Para Wb, Elisa - Q9Y6I7

Número do item: CM0013988

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra WSB1 humano, validado para WB e ELISA. Reconhece a proteína 1 contendo repetição WD e caixa SOCS, um componente do complexo de ligase E3 de ubiquitina envolvido na degradação proteassômica. - Q9Y6I7

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	WSB1 pAb de coelho
Observações/Apelido	SWIP1; WSB-1; WSB1
Espécie	Humana
GeneID (humano)	26118
GeneID	26118
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 182-421 de WSB1 humano (NP_056441.6)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	Q9Y6I7
Peso da proteína	47kDa
Envio	Bolsa de gelo