

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Wstf Para Wb E Elisa - Q9Uig0

Número do item: CM0008715



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-WSTF para aplicações em WB e ELISA. Reconhece WSTF humano, de camundongo e de rato. Adequado para estudos de remodelação da cromatina e resposta a danos no DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	WSTF Rabbit mAb
Observações/Apelidos	WSTF; WBSCR9; WBSCR10
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9031
GeneID	9031
Imunógeno	Peptídeo Sintético: um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 1-100 do WSTF humano (Q9UIG0)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UIG0
Peso da Proteína	171 kDa
Transporte	Bolsa de gelo