


Anticorpo Policlonal Anti-Wt1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P19544

Número do item: CM0015445



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao WT1 humano, validado em WB, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudos de regulação da transcrição e biologia do câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	WT1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	GUD; AWT1; WAGR; WT-1; WT33; NPHS4; WIT-2; WT1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7490
GeneID	7490
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-302 do WT1 humano (NP_001185480.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P19544
Peso da Proteína	49 kDa
Envio	Bolsa de gelo