


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Wt1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P19544

Número do item: CM0005541



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho WT1 (P19544) validado para WB, IHC-P, ELISA. Reconhece a proteína WT1 humana, de rato e de camundongo. Imunógeno recombinante. Adequado para estudos de desenvolvimento urogenital e supressão tumoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	WT1 mAb de Coelho
Observações/Apelido	GUD; AWT1; WAGR; WT-1; WT33; NPHS4; WIT-2; WT1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7490
GeneID	7490
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 60-250 do WT1 humano (P19544).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P19544
Peso Proteico	49kDa
Envio	Saco de gelo