

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Wt1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P19544

Número do item: CM0021473



introdução

Anticorpo policlonal de coelho WT1 para WB, IF/ICC e ELISA, reativo em humano, rato e camundongo. Direcionado à proteína do tumor de Wilms, um fator de transcrição chave no desenvolvimento urogenital e na tumorigênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	WT1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	GUD; AWT1; WAGR; WT-1; WT33; NPHS4; WIT-2; WT1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7490
ID do Gene	7490
Imunôgeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-302 do WT1 humano (NP_001185480.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P19544
Peso Proteico	49kDa
Envio	Saco de gelo