

Anticorpo Monoclonal Anti-Wtap Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q15007

Número do item: CM0004348



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho WTAP para WB, IHC-P, ELISA. Reconhece humano, rato, rato. Tem como alvo o regulador de splicing de pré-mRNA envolvido na metilação m6A e no ciclo celular. Ideal para pesquisa IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	WTAP Coelho mAb
Observações/Alias	Mum2; WTAP
Espécie	Humano
GeneID	9589
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 212-355 do WTAP humano (NP_004897.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q15007
Peso Proteico	44kDa
Remessa	Saco de Gelo