

Anticorpo Policlonal Anti-Wtap Para Wb, If/Icc, Elisa - Q15007

Número do item: CM0018094



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o WTAP humano, validado para Western blot, imunofluorescência e ELISA. Detecta o WTAP humano, de camundongo e de rato, adequado para pesquisas sobre metilação m6A e regulação de splicing.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	WTAP Rabbit pAb
Observações/Apelido	Mum2; WTAP
Espécie	Humano
ID do Gene	9589
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 212-355 do WTAP humano (NP_004897.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15007
Peso Proteico	44 kDa
Envio	Saco de gelo