

Anti-Wwc1 (Kibra) Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Ix03

Número do item: CM0022480



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao WWC1 (KIBRA) humano, validado em WB, IHC-P e ELISA. Reage com amostras de humano, camundongo e rato, adequado para pesquisas sobre sinalização Hippo e cognição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	WWC1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	KIBRA; HBEBP3; HBEBP36; MEMRYQTL; PPP1R168; WWC1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23286
GeneID	23286
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 290-426 do WWC1 humano (NP_056053.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8IX03
Peso Proteico	125kDa
Envio	Saco de gelo