

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Wwc2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q6Awc2

Número do item: CM0020710

introdução

Anticorpo policlonal de coelho purificado por afinidade, direcionado à proteína WWC2 (BOMB) humana, validado para WB, IHC-P e ELISA. Detecta WWC2 humano, de camundongo e de rato, um regulador da via Hippo. Enviado em gelo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	WWC2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	BOMB; WWC2
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	80014
ID do gene	80014
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 160-430 da WWC2 humana (NP_079225.5)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	Q6AWC2
Peso da proteína	134 kDa
Envio	Bolsa de gelo