


Anticorpo Policlonal Anti-Wwox Para Wb, Elisa - Q9Nzc7

Número do item: CM0015406



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra WWOX humano, validado para Western blot (WB) e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Tem como alvo a oxidoreductase contendo domínio WW, um supressor tumoral envolvido na apoptose e na sinalização Wnt.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	WWOX Rabbit pAb
Observações/Apelidos	FOR; WOX1; DEE28; EIEE28; FRA16D; SCAR12; HHCMA56; PRO0128; SDR41C1; D16S432E; WWOX
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	51741
GeneID	51741
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NZC7
Peso Proteico	47 kDa
Envio	Bolsa de gelo