

Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Wwp1 Para Wb, Elisa - Q9H0M0

Número do item: CM0028114



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra WWP1, uma ligase E3 de ubiquitina-proteína semelhante à NEDD4 envolvida na ubiquitinação e degradação proteassomal. Adequado para WB e ELISA, reage com amostras humanas, de rato e de camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	WWP1 Coelho pAb
Observações/Alias	AIP5; Tiul1; hSDRP1; WWP1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	11059
GeneID	11059
Imunogênio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-260 do WWP1 humano (NP_008944.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9H0M0
Peso Proteico	105kDa
Transporte	Saco de gelo