

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Wwp2 Para Wb E Elisa - 000308

Número do item: CM0024031



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho WWP2 validado para WB e ELISA. Tem como alvo o WWP2 humano (ligase de ubiquitina-proteína E3 tipo NEDD4), um regulador chave da ubiquitinação e degradação proteossomal em células-tronco e células T.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	WWP2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	AIP2, WWP2-like, WWP2
Espécie	Humano
ID do Gene	11060 (humano)
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 151-400 do WWP2 humano (NP_001257383.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	000308
Peso Proteico	99kDa
Envio	Saco de gelo