

Anticorpo Monoclonal Anti-Xanthina Desidrogenase/Oxidase (Xdh) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P47989

Número do item: CM0007100



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à Xantina Desidrogenase/Oxidase (XDH) humana, validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de metabolismo de purinas e geração de ROS.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Xantina Oxidase (XDH) Rabbit PolymAb®
Observações/Apelidos	XO; XOR; XAN1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	7498
GeneID	7498
Imunógeno	Peptídeo sintético Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 1000-1100 da Xantina Oxidase (XDH) humana. (NP_000370.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P47989
Peso da Proteína	146 kDa
Envio	Bolsa de gelo